

---

*EXAME: CAPTA – CAPTURA HÍBRIDA PARA HPV - SONDAS DE ALTO RISCO  
CBHPM – 40601293*

---

**Material:** Escovado Endocervical, Vaginal, Vulvar, Anal

**Meio de Coleta:** ThinPrep / SurePath / LiquiPrep / GynoPrep

**Método:** Captura Híbrida

**Prazo:** 5 dias úteis

**Realização:** Segunda a sexta-feira

### **Preparo**

1. A coleta tem que ser realizada fora do período menstrual da paciente.
2. Não fazer uso de pomadas, cremes ou duchas vaginais nos dois dias que antecedem à coleta da amostra.
3. Abstinência sexual nos 3 dias que antecedem à coleta.
4. Não realizar exame colposcópico imediatamente anterior à coleta da amostra de material endocervical.
5. Não realizar ultrassonografia trans-vaginal antes da coleta da amostra.
6. Nos homens, aplicar solução de lidocaína 2% no local a ser coletado 5 minutos antes da coleta.

### **Aplicação**

Os papilomavírus humanos (HPV) são vírus associados ao desenvolvimento de lesões benignas, como os condilomas, e de lesões malignas, como as lesões precursoras e o carcinoma invasivo no colo uterino, na vagina, na vulva, no pênis e no ânus. A detecção precoce deste vírus permite a detecção das lesões precursoras em estágio inicial, impedindo que as mesmas progridam para o carcinoma invasivo devido à aplicação do tratamento adequado. Os HPV dividem-se em dois grupos: o HPV de baixo risco oncogênico, contendo os tipos virais responsáveis pelo desenvolvimento dos condilomas (HPV-6, HPV-11, HPV-42, HPV-43 e HPV-44) e o HPV de alto risco oncogênico, contendo os tipos virais responsáveis pelo desenvolvimento das lesões precursoras do carcinoma (HPV-16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 68). Esta metodologia identifica os grupos de alto e baixo risco oncogênico, mas não é capaz de identificar tipos específicos.

### **Requisição de exame**

Para o envio do exame, anexar sempre informes médicos identificando sexo, idade e informes mínimos do caso. Em casos de transcrição, caso haja alguma dúvida, consulte o médico do paciente antes desta transcrição. Desta forma, estaremos evitando maiores transtornos na execução do exame e até mesmo na realização de algum tipo de análise que não tenha sido solicitada pelo médico. A requisição deve vir protegida por plástico do restante do material. Desta forma, evitaremos derrames e borrões e desaparecimento da escrita e dos informes. Estes procedimentos facilitarão nosso entendimento, agilizando portanto a entrega dos laudos.

### **Pedido Médico = Documento fundamental**

Identificar o frasco e/ou a lâmina com etiqueta, cadastrar os dados no site do Laboratório Memphys e enviar dados clínicos/pedido médico juntamente com o material.

**Transportar em temperatura ambiente.**